

Wb・Elisa用抗Ulk1ウサギポリクローナル抗体 - O75385

商品番号: CM0019094



前書き

ヒトULK1

(ATG1)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応します。オートファジーおよび神経分化研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ULK1 Rabbit pAb
備考/別名	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
抗原種	ヒト
GeneID (ヒト)	8408
GeneID	8408
免疫原	ヒトULK1の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O75385
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤