


Wb、Elisa用 Anti-Ulk1/Ulk2 ポリクローナル抗体 - O75385 / Q8Iyt8

商品番号: CM0024642



前書き

ヒトULK1およびULK2 (O75385/Q8IYT8) を標的とするウサギポリクローナル抗体。オートファジーおよび神経分化研究におけるウェスタンブロット (WB) およびELISAアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ULK1/ULK2 ウサギ pAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8408/9706
免疫原	ヒトULK1/ULK2 (NP_003556.1) のアミノ酸1-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75385/Q8IYT8
配送	保冷バッグ