

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ulk3モノクローナル抗体 - Q6Phr2

商品番号: CM0012073



前書き

ヒトULK3に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヘッジホッグシグナル伝達およびオートファジーに関与するセリン/スレオニンキナーゼを標的とします。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ULK3ウサギmAb
備考/別名	ULK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25989
GeneID	25989
免疫原	合成ペプチド：ヒトULK3 (Q6PHR2) のアミノ酸373～472内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6PHR2
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ