

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ulk4ウサギポリクローナル抗体 - Q96C45

商品番号: CM0025289



前書き

ヒトULK4疑似キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのULK4を検出します。神経科学およびヘッジホッグシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ULK4 Rabbit pAb
別名	FAM7C1; REC01035; ULK4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54986
GeneID	54986
免疫原	ヒトULK4 (NP_060356.2) のアミノ酸1-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96C45
タンパク質分子量	142kDa
発送方法	保冷剤