

Wb、Elisa用 Anti-Umod ウサギポリクローナル抗体 - P07911

商品番号: CM0023929



前書き

ヒトおよびマウスで反応性を示す、WBおよびELISAで検証済みのUMODウサギポリクローナル抗体。腎臓頂端膜生物学および自然免疫におけるウロモジュリン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UMOD Rabbit pAb
備考/別名	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7369
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07911
タンパク質分子量	70kDa
配送	水袋