


Wb、Elisa用 Anti-Umps ポリクローナル抗体 - P11172

商品番号: CM0025259



前書き

ヒトUMPS（OPRT/ODC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトサンプルと反応します。52

kDaのバンドを検出します。ピリミジン生合成研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UMPS Rabbit pAb
備考/別名	OPRT; UMPS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7372
GeneID	7372
免疫原	組換えタンパク質; ヒトUMPS (NP_000364.1) のアミノ酸181-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11172
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ