

Wb、If/Icc、Elisa用抗Umpsポリクローナル抗体 - P11172

商品番号: CM0017564



前書き

ヒトUMPSを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ピリミジン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UMPS ウサギpAb
別名	OPRT; UMPS
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7372
遺伝子ID	7372
免疫原	ヒトUMPS (NP_000364.1) のアミノ酸100～260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11172
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋