

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Unc13Bウサギポリクローナル抗体 - O14795

商品番号: CM0021865

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用として検証された高品質なウサギ抗UNC13Bポリクローナル抗体。エキソサイトーシスに参与するシナプス小胞プライミングタンパク質である、ヒトおよびマウスのUNC13Bと反応します。神経科学および細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UNC13B Rabbit pAb
備考/別名	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10497
免疫原	ヒトUNC13B (NP_006368.3) のアミノ酸1-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14795
タンパク質分子量	181kDa
配送	氷袋