

抗Unc13Dポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q70J99

商品番号: CM0014693



前書き

ヒトUNC13D（Munc13-4）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応し、マウスと交差反応性を示します。細胞毒性顆粒エキソサイトーシスおよび免疫細胞機能の研究用途で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UNC13D ウサギpAb
別名	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	201294
免疫原	ヒトUNC13D（NP_954712.1）のアミノ酸891～1090番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q70J99
タンパク質分子量	123kDa
輸送方法	氷袋梱包