

Wb、Elisa用 抗Unc50 ウサギポリクローナル抗体 - Q53Hi1

商品番号: CM0020441

前書き

ヒトUNC50に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。UNC50は神経性ニコチン受容体の発現とRNA結合に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UNC50 Rabbit pAb
備考/別名	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25972
GeneID	25972
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53HI1
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ