

Wb、Elisa用 Anti-Unc5B ポリクローナル抗体 - Q8Izj1

商品番号: CM0018316

前書き

WBおよびELISA用に検証済みのUNC5Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。軸索誘導、血管新生、アポトーシスにおけるネトリン受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UNC5B Rabbit pAb
備考/別名	UNC5H2; p53RDLI; UNC5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	219699
GeneID	219699
免疫原	ヒトUNC5B (NP_734465.2) のアミノ酸290-377に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZJ1
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ