

抗Unc93B1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H1C4

商品番号: CM0019945



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質なウサギ由来抗UNC93B1ポリクローナル抗体です。自然免疫およびTLRシグナル伝達の研究に適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。診断および研究ラボでの使用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UNC93B1 ウサギ pAb
備考 / 別名	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81622
遺伝子ID	81622
免疫原	合成ペプチド ヒトUNC93B1 (NP_112192.2) のアミノ酸450～550番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1C4
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	保冷剤同梱