

Anti-Upb1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Ubr1

商品番号: CM0021710



前書き

ヒトUPB1（ベータ-ウレイドプロピオナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ピリミジン分解および代謝異常の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPB1 ウサギpAb
備考/別名	BUP-1; UPB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51733
GeneID	51733
免疫原	ヒトUPB1の1-240アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_057411.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UBR1
タンパク質重量	43kDa
配送	アイスパック