

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Upf1/Rent1 ポリクローナル抗体 - Q92900

商品番号: CM0015058



前書き

UPF1/RENT1に対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。ナ
ンセンス媒介mRNA分解研究に最適。免疫原：合成ペ
プチド。~124 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPF1/RENT1 Rabbit pAb
備考/別名	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5976
GeneID	5976
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92900
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ