

## Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Upf1/Rent1 ウサギモノクローナル抗体 - Q92900

商品番号: CM0011449



### 前書き

ヒトUPF1/RENT1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。ナンセンス媒介mRNA分解およびRNAヘリカーゼ研究に適しています。分子量：124 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | UPF1/RENT1 ウサギ mAb                                  |
| 備考/別名      | UTF; HUPFI; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1 |
| 種          | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5976                                                |
| 遺伝子ID      | 5976                                                |
| 免疫原        | ヒトUPF1/RENT1 (Q92900) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド         |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                           |
| 適用         | WB, IF/ICC, IP, ELISA                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | Q92900                                              |
| タンパク質分子量   | 124kDa                                              |
| 発送         | 保冷バッグ                                               |