


Anti-Upf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

商品番号: CM0030644



前書き

ナンセンス介導性mRNA分解（NMD）の重要な制御因子であるUPF2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。NMD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPF2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26019
遺伝子ID	26019
免疫原	ヒトUPF2 (NP_542166.1) のアミノ酸1153-1272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HAU5
タンパク質分子量	148kDa
配送	氷袋