


Anti-Upf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

商品番号: CM0014498



前書き

ヒトUPF2（Q9HAU5）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ナンセンス介在性mRNA分解（NMD）の研究に最適です。ヒトおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPF2 Rabbit pAb
備考/別名	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26019
GeneID	26019
免疫原	ヒトUPF2（NP_542166.1）のアミノ酸1153-1272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9HAU5
タンパク質分子量	148kDa
配送	水袋