


Wb、If/Icc、Elisa用抗Upf3Aポリクローナル抗体 - Q9H1J1

商品番号: CM0017955



前書き

ヒトUPF3Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。55

kDaのバンドを検出し、ナンセンス介在mRNA分解およびRNA輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPF3AウサギpAb
備考／別名	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65110
GeneID	65110
免疫原	ヒトUPF3A (NP_075387.1) のアミノ酸327～476に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1J1
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ