

ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Upk1B ポリクローナル抗体 - O75841

商品番号: CM0026963

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-UPK1Bウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのウロプラキン-1b (UPIB/TSPAN20)を認識し、膀胱上皮研究および尿路上皮プラーク研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPK1B ウサギ pAb
備考/別名	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7348
GeneID	7348
免疫原	ヒトUPK1B (NP_008883.2)のアミノ酸110-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75841
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ