

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Upk2 ウサギ ポリクローナル抗体 - O00526

商品番号: CM0015412

前書き

ヒトUroplakin-2 (UPK2)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。組換えタンパク質免疫原（アミノ酸85-155）により特異的検出を保証。尿路上皮非対称単位膜研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPK2 ウサギ pAb
備考/別名	UP2; UPII; UPK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7379
GeneID	7379
免疫原	ヒトUPK2 (NP_006751.1) のアミノ酸85-155に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00526
タンパク質分子量	19kDa
輸送	氷袋