

Wb、If-P、Elisa用抗Upk3Aウサギポリクローナル抗体 - O75631

商品番号: CM0013397

前書き

ヒトUPK3A（ウロプラキン-3a）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。W B、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。尿路上皮細胞の分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPK3AウサギpAb
備考／別名	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7380
遺伝子ID	7380
免疫原	ヒトUPK3A（NP_008884.1）のアミノ酸19～207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75631
タンパク質重量	31 kDa
配送	保冷バッグ