

Wb、Elisa用抗Upk3Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Bt76

商品番号: CM0020896

前書き

UPK3BウサギpAbは、ウサギで作製されたポリクローナル抗体で、ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAでの使用が検証されており、ウロプラキン-3b（Q9BT76）を標的とします。AUMおよび尿路上皮分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPK3BウサギpAb
備考／別名	P35 ; UP3B ; UPIIIB ; UPK3B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	105375355
GeneID	105375355
免疫原	組換えタンパク質；ヒトUPK3B（NP_085047.1）のアミノ酸60～200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BT76
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ