

抗Upp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16831

商品番号: CM0002004



前書き

WBおよびELISA用の抗UPP1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。ピリミジン代謝の重要酵素であるウリジンホスホリラーゼ1を標的とし、ヌクレオチド代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPP1 ウサギmAb
別名	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7378
遺伝子ID	7378
免疫原	合成ペプチド：ヒトUPP1（Q16831）のアミノ酸1-100番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16831
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤