

Anti-Upp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q16831

商品番号: CM0015534



前書き

ヒトウリジンリン酸化酵素1（UPP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています；ピリミジン代謝およびヌクレオチド合成に関与する34

kDaのタンパク質を検出します。がんおよび代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UPP1 Rabbit pAb
備考/別名	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7378
遺伝子ID	7378
免疫原	ヒトUPP1（NP_001274357.1）のアミノ酸89-173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16831
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスパック