

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Uqcc2ポリクローナル抗体 - Q9Brt2

商品番号: CM0027353

前書き

ウサギ由来ヒトUQCC2に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのUQCC2を検出し、ミトコンドリア複合体IIIの集合および呼吸鎖機能に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCC2 Rabbit pAb
別名	M19; Chp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84300
遺伝子ID	84300
免疫原	ヒトUQCC2 (NP_115716.1) のアミノ酸14～126番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRT2
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷剤