


WbおよびElisa用抗Uqcr10ポリクローナル抗体 - Q9Udw1

商品番号: CM0029781



前書き

ヒトUQCR10（チトクロムb-c1複合体サブユニット9）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに最適です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを検出します。複合体IIIの約7 kDaのミトコンドリア内膜タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCR10 ウサギpAb
別名	QCR9; UCRG; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	29796
GeneID	29796
免疫原	ヒトUQCR10 (NP_037519.2) のアミノ酸1-63番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UDW1
タンパク質分子量	7kDa
輸送方法	保冷剤