


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Uqcr10ポリクローナル抗体 - Q9Udw1

商品番号: CM0016399



前書き

ヒトUQCRI0（複合体IIIサブユニット9）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア電子伝達系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRI0 Rabbit pAb
備考/別名	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCRI0
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29796
GeneID	29796
免疫原	ヒトUQCRI0（NP_037519.2）のアミノ酸1-63に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UDW1
タンパク質分子量	7kDa
配送	氷袋