


抗Uqcrbウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P14927

商品番号: CM0017640



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、ELISAで検証済みのUQCRBウサギポリクローナル抗体。電子伝達と酸化のリン酸化を司るミトコンドリア複合体IIIサブユニット7を標的とし、ミトコンドリア病および呼吸鎖の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRB ウサギ pAb
別名	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7381
GeneID	7381
免疫原	ヒトUQCRB (NP_006285.1) のアミノ酸1~111番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14927
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤