


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Uqcrc1 ウサギポリクローナル抗体 - P31930

商品番号: CM0026513



前書き

ヒトUQCRC1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア研究および複合体I II研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRC1 ウサギ pAb
備考/別名	QCR1; PKNPY; UQCRI; D3S3191; UQCRC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7384
GeneID	7384
免疫原	ヒトUQCRC1 (NP_003356.2) のアミノ酸156-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31930
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ