


抗Uqcrc2ポリクローナル抗体（ウサギ） Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応 - P22695

商品番号: CM0030736



前書き

ヒトUQCRC2を標的とする高品質なウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体IIIと電子伝達系研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRC2 Rabbit pAb
備考／別名	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7385
GeneID	7385
免疫原	ヒトUQCRC2（NP_003357.2）のアミノ酸224～453番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22695
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤