


抗Uqcrc2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P22695

商品番号: CM0011395



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのUQCRC2ウサギモノクローナル抗体です。電子伝達とATP合成に必要なミトコンドリア複合体IIIサブユニットであるヒトUQCRC2（P22695）を標的とし、ミトコンドリア病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRC2 ウサギmAb
別名	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7385
GeneID	7385
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22695
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤