


Anti-Uqcrrf1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P47985

商品番号: CM0017877



前書き

ヒトUQCRRF1（Rieske鉄硫黄タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。内在性UQCRRF1を検出し、マウスと交差反応します。ミトコンドリア複合体IIIの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRRF1 Rabbit pAb
備考/別名	RIP1; RIS1; RISP; UQCRR5; MC3DN10; UQCRRF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7386
遺伝子ID	7386
免疫原	ヒトUQCRRF1 (NP_005994.2) のアミノ酸79-274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソ宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P47985
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスパック