


抗Uqcrfs1 ウサギモノクローナル抗体 - Wb、If/Icc、Elisa対応 - P47985

商品番号: CM0005813



前書き

ヒトUQCRFS1に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのUQCRFS1を検出します。ミトコンドリア複合体IIIおよび電子伝達系の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRFS1 ウサギmAb
別名	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRFS1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7386
GeneID	7386
免疫原	合成ペプチド ヒトUQCRFS1 (P47985)のアミノ酸175-274領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47985
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤