


Wb、Ihc-

P、Elisa用抗Uqcrrf1（リースケ鉄硫黄タンパク質）ポリクローナル抗体 - P47985

商品番号: CM0030976



前書き

ミトコンドリア複合体IIIサブユニットであるヒトUQCRC1（リースケ鉄硫黄タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットの試料と反応します。酸化的リン酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRC1 ウサギ pAb
略称/別名	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7386
GeneID	7386
免疫原	ヒトUQCRC1 (NP_005994.2) のアミノ酸141-274に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47985
タンパク質分子量	30kDa
発送	氷袋