


抗Uqcrrqポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O14949

商品番号: CM0025111



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAに対応した高品質なウサギ抗UQCRCQポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルを認識します。ミトコンドリア電子伝達系および酸化的リン酸化に不可欠な複合体IIIサブユニット8を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UQCRCQ ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	QPC; QCR8; QP-C; UQCR7; MC3DN4; UQCRQ
種	ヒト
遺伝子ID	27089
免疫原	ヒトUQCRCQの1-82アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_055217.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14949
タンパク質重量	10kDa
配送	アイスバッグ