


抗ウリジン-シチジンキナーゼ2 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Bzx2

商品番号: CM0013392



前書き

ヒトUCK2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスUCK2と交差反応します。UCK2はヌクレオシドサルベージ経路に参与するウリジン-シチジンキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCK2 Rabbit pAb
備考/別名	UK; UMPK; TSA903; UCK2
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7371
遺伝子ID	7371
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトUCK2 (NP_036606.2) のアミノ酸1-261に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZX2
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤