

Wb、Elisa用 Anti-Urm1 ポリクローナル抗体 - Q9Btm9

商品番号: CM0016127

前書き

ヒト URM1 に対するウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。tRNAチオール化およびユビキチン様修飾の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	URM1 Rabbit pAb
備考/別名	C9orf74; URM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81605
GeneID	81605
免疫原	ヒト URM1 (NP_001252511.1) のアミノ酸1-63に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9BTM9
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスパック