


抗ウロコルチン2（Ucn2）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96Rp3

商品番号: CM0029950



前書き

ヒトUCN2を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト・マウス・ラットの検出に対応。予測分子量は12 kDaで、ストレス応答・心血管・代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCN2 ウサギpAb
備考・別名	UR; SRP; URP; UCN1; UCN-II; UCN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90226
遺伝子ID	90226
免疫原	ヒトUCN2 (NP_149976.1) のアミノ酸20-112番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RP3
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	保冷剤