

Wb、Elisa用抗Urodポリクローナル抗体 - P06132

商品番号: CM0025455



前書き

ヒトUROD（ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用に適しています。マウスと交差反応します。ヘム合成およびポルフィリン症研究に最適です。分子量は41 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UROD ウサギpAb
備考/別名	PCT, UPD, UROD
対象種	ヒト
遺伝子ID	7389
免疫原	ヒトUROD（NP_000365.3）のアミノ酸1〜367番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット(WB)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS ID	P06132
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋