

Wb・Elisa用抗Usf1ウサギモノクローナル抗体 - P22415

商品番号: CM0002018



前書き

USF1（上流刺激因子1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスのUSF1と反応し、転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USF1 ウサギmAb
別名	UEF; FCHL; MLTF; FCHLI; MLTFI; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7391
GeneID	7391
免疫原	ヒトUSF1 (P22415) のアミノ酸100～200位内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22415
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	氷袋