

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Usf1ウサギモノクローナル抗体 - P22415

商品番号: CM0006957



前書き

ヒトUSF1 (SWISS P22415) を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] USF1ウサギmAb
備考/別名	UEF ; FCHL ; MLTF ; FCHL1 ; MLTF1 ; HYPLIP1 ; bHLHb11 ; [KDバリデーション済み] USF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7391
免疫原	組換えタンパク質[ヒトUSF1のアミノ酸1〜310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_009053.1)]
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22415
タンパク質分子量	34kDa
輸送条件	保冷バッグ