

Anti-Usf1 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P22415

商品番号: CM0016502



前書き

USF1ラビットポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAアプリケーションに対応しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のUSF1を検出します。遺伝子調節に関与するE-box結合転写因子を標します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USF1 Rabbit pAb
備考/別名	UEF; FCHL; MLTF; FCHLI; MLTFI; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7391
GeneID	7391
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUSF1 (NP_009053.1) のアミノ酸1-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22415
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ