


Anti-Uso1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O60763

商品番号: CM0003079



前書き

ヒトUSO1/p115に対するウサギモノクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性USO1を検出します。タンパク質の分子量は約108 kDaです。ゴルジ輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USO1 Rabbit mAb
備考/別名	TAP; VDP; P115; USO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8615
遺伝子ID	8615
免疫原	ヒトUSO1 (O60763) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60763
タンパク質分子量	108kDa
配送	アイスパック