

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Uso1ウサギポリクローナル抗体 - O60763

商品番号: CM0021438



前書き

USO1 (TAP/VDP/P115)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。ゴルジ小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USO1 Rabbit pAb
備考/別名	TAP; VDP; P115; USO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8615
免疫原	ヒトUSO1 (NP_003706.2) のアミノ酸663-962に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O60763
タンパク質分子量	108kDa
配送	氷袋