

Anti-Usol ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O60763

商品番号: CM0027748



前書き

ヒトUSO1（p115/VDP/TAP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。小胞体-ゴルジ体間の小胞輸送やゴルジ体積層構造の維持に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USO1 Rabbit pAb
備考/別名	TAP; VDP; P115; USO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8615
GeneID	8615
免疫原	ヒトUSO1（O60763）のアミノ酸1100-1200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60763
タンパク質分子量	108kDa
配送	アイスバッグ