


Anti-Usp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O94782

商品番号: CM0029219



前書き

ヒトUSP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプル中のUSP1を検出します。DNA損傷修復およびユビキチン経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP1 Rabbit pAb
備考/別名	UBP; USP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7398
遺伝子ID	7398
免疫原	ヒトUSP1 (NP_003359.3) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94782
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋