


Wb、If/Icc、Elisa用抗Usp11ウサギポリクローナル抗体 - P51784

商品番号: CM0019781



前書き

USP11に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたユビキチン経路、DNA修復、クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP11ウサギpAb
備考／別名	UHX1; USP11
種	ヒト
遺伝子ID	8237
免疫原	ヒトUSP11（NP_004642.2）のアミノ酸70～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51784
タンパク質分子量	110kDa
配送	アيسバッグ