

Wb、Elisa用抗Usp12ポリクローナル抗体 - O75317

商品番号: CM0021957



前書き

ヒト USP12 (UBH1/USP12L1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。脱ユビキチン化、NF- κ Bシグナル伝達、および免疫調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP12 Rabbit pAb
備考/別名	UBH1; USP12L1; USP12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	219333
GeneID	219333
免疫原	ヒトUSP12 (NP_872294.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75317
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ