

Wb、Elisa用抗Uspl3ウサギポリクローナル抗体 - Q92995

商品番号: CM0014925



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗USP13ウサギポリクローナル抗体。オートファジー、ERAD、細胞周期を制御するヒト、マウス、ラットのUSP13を検出します。腫瘍学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP13 Rabbit pAb
備考／別名	ISOT3; IsoT-3; USP13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8975
遺伝子ID	8975
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUSP13 (NP_003931.2) のアミノ酸90～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92995
タンパク質分子量	97kDa
配送	保冷バッグ