


Wb、Ip、Elisa用 抗Usp14 モノクローナル抗体 - P54578

商品番号: CM0003579



前書き

ユビキチンリサイクル、CXCR4分解、自然免疫に関与するプロテアソーム関連デユビキチン化酵素USP14を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。予測分子量56kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	USP14 ウサギ mAb
備考/別名	TGT; Ubp6; USP14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9097
GeneID	9097
免疫原	ヒト USP14 (P54578) のアミノ酸371-473に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54578
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ